




みな 皆様は、^{ほちようき}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳を^{そうよう}装用しないときは、どのように^{ほかん}保管していますか。^{ほちようき}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳は^{しっけ}湿気に^{よわ}弱いので、^{あせ}汗や^{あめ}雨にぬれたままにしていると、^{ふぐあい}不具合が^お起きてしまいます。^{まいにちそうよう}毎日^{ほちようき}装用する^{じんこうないじ}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳の^{ふぐあい}不具合が^お起きないように、^{そうよう}装用しないときは^{たいせつ}大切に^{ほかん}保管しましょう。
^{あした}明日から^{なつやす}夏休みです。^{なが}長い^{やす}休みに入りますが、^{まいにちほちようき}毎日^{じんこうないじ}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳を^{そうよう}しっかり^{ほちようき}装用しましょう。^{じんこうないじ}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳の^{ちょうし}調子が^{ちが}いつもと^{ちが}違うときは^{いえ}すぐに^{ひと}家の人に^し知らせ、^{ほちようき}補聴器屋さんや^{びょういん}病院で^みみてもらいましょう。

～^{ほちようき}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳を^{ほかん}保管するときに^き気を^つ付けること～

- ^{ほちようき}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳を^{かんそう}乾燥ケースに入れる前に、^{まえ}ティッシュや^{やわ}柔らかい布（^{ぬの}タオルやハンカチなど）などで、^{あせ}汗や^{よご}汚れを^ふ拭いてから^い入れましょう。
^{やさ}優しく^{ていねい}丁寧に^ふ拭きましょう。




- ^{ほちようき}補聴器や^{じんこうないじ}人工内耳を^{かんそう}乾燥ケースに入れるときは、^い電池の^{でんち}外し^{はず}忘れに^き気を^つ付けましょう。
^{はず}外した^{でんち}電池は、^{なくさない}なくさないように^{ほかん}保管する^{ばしょ}場所を^き決めておきましょう。



^{うらめん}裏面も見てくださいね。

- 補聴器や人工内耳の電池を入れる
ところのふたは、補聴器や人工内耳
の中を、しっかりと乾かすために、
開けたまま乾燥ケースの中に入れま
しょう。



- 乾燥ケースのふたは、しっかりと閉めましょう。
乾燥剤は中の粒や乾燥剤に貼ってあるシール
の色がピンクになっていたら、交換しましょう。



- 補聴器や人工内耳を乾燥ケースに入れるときには、乾燥剤の上に
直接乗せないように気を付けましょう。乾燥剤の上にティッシュやスポ
ンジなど仕切るものを乗せて、その上に補聴器や人工内耳を置くようにし
ましょう。電池の外し忘れに気を付けましょう。



乾燥剤の上に、直接補聴器や
人工内耳を置くと、乾燥剤の成分が
補聴器や人工内耳の中に入り込み、
故障の原因になります。補聴器や人
工内耳だけでなく、乾燥剤の袋や
紙が破れたり傷が付いたりしてい
ないか確認しましょう。

ティッシュやスポンジなど

乾燥剤



- 補聴器や人工内耳を保管するときは、日差しの強い場所や、
高温になる場所、湿度の高い場所に置かないようにしましょう。

